




ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ХИМИЧЕСКИЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			Полипропилен	GranTec	Lab HPL
	ЛК-900 ШВП	960x765x2300	198 640	199 880	202 520
	ЛК-1200 ШВП	1260x765x2300	223 400	226 630	230 180
	ЛК-1500 ШВП	1560x765x2300	252 850	257 720	262 230
ЛК-1800 ШВП	1860x765x2300	284 680	285 190	290 630	

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ КИСЛОСТОЙКИЕ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА, руб.
	ЛК-750 ТПД-В	675x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	43 310
	ЛК-900 ТПД-В	755x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	49 090
	ЛК-900/2 ТПД-В	825x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	52 640
	ЛК-1200 ТПД-В	1055x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	58 640

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 ШВ-МЕТ	960x765x2300	156 220	158 870	162 710
	ЛК-1200 ШВ-МЕТ	1260x765x2300	176 020	179 600	183 900
	ЛК-1500 ШВ-МЕТ	1560x765x2300	199 380	202 950	207 450
ЛК-1800 ШВ-МЕТ	1860x765x2300	220 860	226 320	232 390	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (НАПОЛЬНЫЙ)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ЦЕНА, руб.
	ЛК-1200 ШВН	1320x865x2300	296 960
	ЛК-1500 ШВН	1620x865x2300	327 880
	ЛК-1800 ШВН	1920x865x2300	359 440

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ПАНОРАМНЫЙ



	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 ШВД	960x765x2300	165 480	173 830	173 750
	ЛК-1200 ШВД	1260x765x2300	186 480	196 250	185 090
	ЛК-1500 ШВД	1560x765x2300	211 690	213 920	209 340
ЛК-1800 ШВД	1860x765x2300	233 370	247 270	241 010	

ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЛЯ МУФЕЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ



	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Размеры раб. камеры, (ДхШхВ), мм	Рабочая поверхность – GranTec	
				Без защитного экрана	С защитным экраном
	ЛК-900 ШВМ	960x765x2300	800x650x1250	105 170	159 610
	ЛК-1200 ШВМ	1260x765x2300	1100x650x1250	115 620	178 820
ЛК-1500 ШВМ	1560x765x2300	1400x650x1250	131 200	203 340	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.

ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА, руб.
	ЛК-750 ТПД-В	675x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	27 360
	ЛК-900 ТПД-В	755x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	28 910
	ЛК-900/2 ТПД-В	825x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	31 470
	ЛК-1200 ТПД-В	1055x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки	35 870
	ЛК-750 ТПД-В	675x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик	29 100
	ЛК-900 ТПД-В	755x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик	30 890
	ЛК-900/2 ТПД-В	825x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик	32 460
	ЛК-1200 ТПД-В	1055x520x876	1 отделение с полкой, две распашных дверки, 1 ящик	39 410


ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Описание	Цена
	ЛК-600 ЗВН	600x500x440	Материал корпуса – сталь с полимерным покрытием. Крепится к стене.	14 990
	ЛК-900 ЗВН	900x500x440		17 670
	ЛК-600 ЗВП	600x500x440	Материал корпуса – сталь с полимерным покрытием. Крепится к потолку.	16 160
	ЛК-900 ЗВП	900x500x440		20 070

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranТес	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-600 СЛ	600х600х770 600х600х900	21 330	22 700	27 160	28 100	32 580
	ЛК-900 СЛ	900х600х770 900х600х900	25 120	26 430	35 460	37 130	41 940
	ЛК-1200 СЛ	1200х600х770 1200х600х900	29 250	31 490	43 280	44 680	49 360
	ЛК-1500 СЛ	1500х600х770 1500х600х900	35 250	38 130	51 610	54 580	57 210
	ЛК-1800 СЛ	1800х600х770 1800х600х900	40 370	43 870	60 300	63 240	64 250

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УСИЛЕННЫЙ


	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranТес	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СЛ	900х600х770 900х600х900	27 980	29 900	36 830	38 500	42 640
	ЛК-1200 СЛ	1200х600х770 1200х600х900	32 080	33 060	44 980	46 380	49 410
	ЛК-1500 СЛ	1500х600х770 1500х600х900	38 420	40 900	53 690	54 630	57 780
	ЛК-1800 СЛ	1800х600х770 1800х600х900	43 350	45 340	60 680	63 140	65 220

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ПОЛКОЙ


	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranТес	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СМ	900х650х1225/770 900х650х1355/900	36 470	37 780	46 810	48 480	53 290
	ЛК-1200 СМ	1200х650х1225/770 1200х650х1355/900	42 520	44 760	56 550	57 950	62 630
	ЛК-1500 СМ	1500х650х1225/770 1500х650х1355/900	50 760	53 640	67 120	70 090	72 720
	ЛК-1800 СМ	1800х650х1225/770 1800х650х1355/900	58 440	61 940	78 370	81 310	82 320

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С 2-МЯ ПОЛКАМИ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СП	900х650х1650/770 900х650х1780/900	41 150	42 460	51 490	53 160	57 970
	ЛК-1200 СП	1200х650х1650/770 1200х650х1780/900	48 120	50 360	62 150	63 550	68 230
	ЛК-1500 СП	1500х650х1650/770 1500х650х1780/900	57 480	60 360	73 840	76 810	79 440
	ЛК-1800 СП	1800х650х1650/770 1800х650х1780/900	65 650	69 150	85 580	88 520	89 530

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ШКАФОМ-НАДСТРОЙКОЙ (ЛДСП)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СН	900х650х1650/770 900х650х1780/900	41 750	43 060	52 090	53 760	58 570
	ЛК-1200 СН	1200х650х1650/770 1200х650х1780/900	48 730	50 970	62 760	64 160	68 840
	ЛК-1500 СН	1500х650х1650/770 1500х650х1780/900	60 460	63 340	76 820	79 790	82 420
	ЛК-1800 СН	1800х650х1650/770 1800х650х1780/900	67 910	71 410	87 840	90 780	91 790


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ С ШКАФОМ-НАДСТРОЙКОЙ (Сталь)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СН	900х650х1650/770 900х650х1780/900	52 480	53 790	62 820	64 490	69 300
	ЛК-1200 СН	1200х650х1650/770 1200х650х1780/900	62 200	64 440	76 230	77 630	82 310
	ЛК-1500 СН	1500х650х1650/770 1500х650х1780/900	77 810	80 690	94 170	97 140	99 770
	ЛК-1800 СН	1800х650х1650/770 1800х650х1780/900	87 860	91 360	107 790	110 730	111 740



Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.





СТОЛ ОСТРОВНОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц			
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL
	ЛК-900 СО	900x1500x1650/770 900x1500x1780/900	75 210	81 200	101 900	108 040
	ЛК-1200 СО	1200x1500x1650/770 1200x1500x1780/900	89 370	102 950	122 440	130 140
	ЛК-1500 СО	1500x1500x1650/770 1500x1500x1780/900	108 380	120 330	150 730	161 980
ЛК-1800 СО	1800x1500x1650/770 1800x1500x1780/900	124 220	136 800	175 600	187 180	

СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ (надстройка – сталь)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СТ	900x650x1650/770 900x650x1780/900	61 470	62 780	71 810	73 480	78 290
	ЛК-1200 СТ	1200x650x1650/770 1200x650x1780/900	74 180	76 420	88 210	89 610	94 290
	ЛК-1500 СТ	1500x650x1650/770 1500x650x1780/900	89 420	92 300	105 780	108 750	111 380
ЛК-1800 СТ	1800x650x1650/770 1800x650x1780/900	103 030	106 530	122 960	125 900	126 910	
	Лапка для крепления бюреток (полипропилен) – 990 руб.						


СТОЛ ТИТРОВАЛЬНЫЙ (надстройка – полипропилен)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц				
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL	Нерж. сталь
	ЛК-900 СТ	900x650x1650/770 900x650x1780/900	65 630	66 940	75 970	77 640	82 450
	ЛК-1200 СТ	1200x650x1650/770 1200x650x1780/900	79 380	81 620	93 410	94 810	99 490
	ЛК-1500 СТ	1500x650x1650/770 1500x650x1780/900	95 020	97 900	111 380	114 350	116 980
ЛК-1800 СТ	1800x650x1650/770 1800x650x1780/900	109 760	113 260	129 690	132 630	133 640	
	Лапка для крепления бюреток (полипропилен) – 990 руб.						


Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




СТОЛ ТОРЦЕВОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			Керамика	GranTec	Lab HPL
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП)	1500x750x900	68 540	83 370	86 640
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь)		89 100	103 930	107 200


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц			
			CPL	Керамика	GranTec	Lab HPL
	ЛК-600 СЛП	600x600x770 600x600x900	26 590	28 290	32 050	33 180
	ЛК-900 СЛП	900x600x770 900x600x900	30 710	32 750	40 710	42 180
	ЛК-1200 СЛП	1200x600x770 1200x600x900	36 290	38 770	49 440	51 600

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			CPL	GranTec	Lab HPL
	ЛК-900/600 УСК	900x600/600x770 900x600/600x900	27 740	42 170	46 850
	ЛК-950/650 УСК	950x650/650x770 950x650/650x900	30 250	45 540	50 150


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ С ПОЛКОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			CPL	GranTec	Lab HPL
	ЛК-950/650 УСК с полкой	950x650/650x770 950x650/650x900	47 640	62 930	67 540


Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УГЛОВОЙ С ДВУМЯ ПОЛКАМИ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			CPL	GranTec	Lab HPL
	ЛК-950/650 УСК с двумя полками	950х650/650х770 950х650/650х900	59 040	74 330	78 940


СТОЛ ВЕСОВОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			Гранит	
	ЛК-600 СВ	600х400х770	37 930	
		600х400х900	37 930	
	ЛК-900 СВ	900х600х770 900х600х900	58 360	

СТОЛ ВЕСОВОЙ комбинированный

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			Гранит/CPL	Гранит/Lab HPL
	ЛК-1200 СВ	1200х600х770	67 660	86 640
		1200х600х900		
	ЛК-1500 СВ	1500х600х770 1500х600х900	71 680	92 960

СТОЛ ПИСЬМЕННЫЙ/КОМПЬЮТЕРНЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал столешницы - ЛДСП
	ЛК-1200 С	1200х600х770	7 570
	ЛК-1500 С	1500х600х770	8 390

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.

ИП Бобер Валерий Алексеевич

ИНН 235205330282 ОГРНИП 321237500114257

Факт.адрес: 350900, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Яхонтовая, дом 2, офис 122

Тел: +7 (989) 275-10-00

сайт : sonexmedical.ru


эл.почта - sonexmedical@list.ru



ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ КИСЛОТОСТОЙКИЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса – полипропилен
	ЛК-600 ШРП	600x450x2000	79 890
	ЛК-600 ШРП (с 2-мя ящиками)	600x450x2000	95 850

ШКАФ ДЛЯ РЕАКТИВОВ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ШР	400x450x2000	19 650	35 120
	ЛК-600 ШР	600x450x2000	24 350	44 820
	ЛК-800 ШР	800x450x2000	28 220	50 300

ШКАФ С ВЫДВИЖНОЙ КОЛОННОЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
ЛК-450 ШР	450x550x2000	73 030	83 740	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.

ИП Бобер Валерий Алексеевич

ИНН 235205330282 ОГРНИП 321237500114257

Факт.адрес: 350900, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Яхонтовая, дом 2, офис 122


Тел: +7 (989) 275-10-00

сайт : sonexmedical.ru


эл.почта - sonexmedical@list.ru




ШКАФ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ПОСУДЫ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ШЛП	400x450x2000	28 800	39 220
	ЛК-800 ШЛП	800x450x2000	42 440	56 810

ШКАФ ДЛЯ ПРИБОРОВ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ШП	400x450x2000	18 660	33 720
	ЛК-600 ШП	600x450x2000	23 360	43 640
	ЛК-800 ШП	800x450x2000	27 230	48 420


ШКАФ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ШДО	400x450x2000	15 960	30 740
	ЛК-800 ШДО	800x450x2000	22 280	42 300


Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ШГ	400х450х2000	16 970	31 330
	ЛК-600 ШГ	600х450х2000	21 440	38 880
ЛК-800 ШГ	800х450х2000	27 370	51 680	

ШКАФ ДЛЯ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса	
			Сталь	
	ЛК-400 ШБ	400х450х1800	29 670	
ЛК-800 ШБ	800х450х1800	50 170		

ШКАФ НАВЕСНОЙ



	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы корпуса	
			ЛДСП	Сталь
	ЛК-900 ШН	900х340х700	10 550	20 510
	ЛК-1200 ШН	1200х340х700	11 850	23 750
	ЛК-1500 ШН	1500х340х700	16 300	32 160
ЛК-1800 ШН	1800х340х700	17 610	35 370	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ

Корпус, рабочая поверхность и раковина – из полипропилена. Глубина раковины - 300 мм.

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин / смесителей	Материал корпуса - полипропилен
	ЛК-600 СМС-ПВ	600х600х900	1 / 1	74 550
ЛК-900 СМС-ПВ	900х600х900	1 / 1	86 750	
ЛК-1200 СМС-ПВ	1200х600х900	1 / 1	99 380	
		2 / 2	133 080	
ЛК-1500 СМС-ПВ	1500х600х900	1 / 1	111 550	
		2 / 2	145 460	
<i>Доп. химический смеситель (для моек с двумя раковинами)</i>				21 590
	<i>Сушильный стеллаж (крепление к мойке)</i>	600х500/850	40 штырей D=10 мм,	17 580
	<i>Сушильный стеллаж (настенный)</i>	600х500	40 штырей D=10 мм	12 950


МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ


Раковина и рабочая поверхность – коррозионностойкая нерж. сталь AISI 304. Глубина раковины - 250 мм.

Корпус – сталь с порошковым покрытием.

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Количество раковин / смесителей	Материал корпуса - Сталь
	ЛК-600 СМС-Г	600х600х900	1 / 1	83 240
ЛК-900 СМС-Г	900х600х900	1 / 1	92 230	
ЛК-1200 СМС-Г	1200х600х900	1 / 1	104 200	
		2 / 2	141 560	
ЛК-1500 СМС-Г	1500х600х900	1 / 1	118 490	
		2 / 2	155 030	
<i>Доп. смеситель (для моек с двумя раковинами)</i>				12 720



Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



	Сушильный стеллаж (крепление к мойке)	600x500/850	40 штырей D=10 мм, крепление - сталь	17 580
	Сушильный стеллаж (настенный)	600x500	40 штырей D=10 мм	12 950


МОЙКА ЛАБОРАТОРНАЯ

Раковина – коррозионностойкая нерж. сталь AISI 304. Глубина раковины - 180 мм. Корпус – ЛДСП.

	Модель	Размеры (ШxГxВ), мм	Количество раковин / смесителей	Материал корпуса - ЛДСП
	ЛК-600 СМС	600x600x900	1 / 1	57 950
	ЛК-900 СМС	900x600x900	1 / 1	66 500
	ЛК-1200 СМС	1200x600x900	1/ 1	74 980
	ЛК-1200 СМС	1200x600x900	2 / 2	102 970
	ЛК-1500 СМС	1500x600x900	1/ 1	83 810
	ЛК-1500 СМС	1500x600x900	2 / 2	111 820
	Сушильный стеллаж (крепление к мойке)	600x500/850	40 штырей D=10 мм, крепление - сталь	17 580
	Сушильный стеллаж (настенный)	600x500	40 штырей D=10 мм	12 950

СТОЛ-МОЙКА

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400x400x300 мм.

	Модель	Размеры (ШxГxВ), мм	Материалы столешниц		
			GranТес	Lab HPL	Полипропилен
	ЛК-900 СМС-Д (корпус - ЛДСП)	900x600x900	88 350	90 020	-
	ЛК-900 СМС-Д (корпус - сталь)	900x600x900	98 910	100 580	-
ЛК-900 СМС-Д (корпус - полипропилен)	900x600x900	122 860	124 530	120 820	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



	ЛК-1200 СМС-Д (корпус - ЛДСП)	1200х600х900	105 190	106 590	-
	ЛК-1200 СМС-Д (корпус - сталь)	1200х600х900	126 870	128 270	-
	ЛК-1200 СМС-Д (корпус - полипропилен)	1200х600х900	140 230	141 630	137 160
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП)	1500х600х900	116 520	119 490	-
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь)	1500х600х900	137 080	140 050	-
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - полипропилен)	1500х600х900	176 540	179 510	174 050

Опционально возможна установка раковин из нерж. стали или монолитной керамики.

СТОЛ-МОЙКА ТОРЦЕВАЯ

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400х400х300 мм.

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			GranTec	Lab HPL	Полипропилен
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - ЛДСП)	1500х750х900	124 340	127 610	-
	ЛК-1500 СМС-Д (корпус - сталь)		146 960	150 220	-
ЛК-1500 СМС-Д (корпус - полипропилен)	190 360		193 630	187 630	

Опционально возможна установка раковин из нерж. стали или монолитной керамики.

СТОЛ-МОЙКА СМС-Д (УГЛОВОЙ)

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400х400х300 мм.

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			GranTec	Lab HPL
	ЛК-900 СМС-Д угловой (корпус - ЛДСП)	900х600/600х770 900х600/600х900	87 290	91 970
		950х650/650х770 950х650/650х900	90 660	95 270
	ЛК-900 СМС-Д угловой (корпус - сталь)	900х600/600х770 900х600/600х900	98 470	103 150
		950х650/650х770 950х650/650х900	101 840	106 450
ЛК-900 СМС-Д угловой (корпус - полипропилен)	900х600/600х770 900х600/600х900	117 280	121 960	
	950х650/650х770 950х650/650х900	120 650	125 260	

Опционально возможна установка раковин из нерж. стали или монолитной керамики.

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




СТОЛ-МОЙКА СМС-Д (УГЛОВОЙ) С ПОЛКОЙ

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400x400x300 мм.

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			GranTec	Lab HPL
	ЛК-900 СМС-Д угловой с полкой (корпус - ЛДСП)	950x650/650x1355	108 050	112 660
	ЛК-900 СМС-Д угловой с полкой (корпус - сталь)	950x650/650x1355	119 230	123 840
ЛК-900 СМС-Д угловой с полкой (корпус - полипропилен)	950x650/650x1355	138 040	142 650	

СТОЛ-МОЙКА СМС-Д (УГЛОВОЙ) С ДВУМЯ ПОЛКАМИ

Раковина – из полипропилена. Размер раковины - 400x400x300 мм.

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			GranTec	Lab HPL
	ЛК-900 СМС-Д угловой с двумя полками (корпус - ЛДСП)	950x650/650x1780	119 450	124 060
	ЛК-900 СМС-Д угловой с двумя полками (корпус - сталь)	950x650/650x1780	130 630	135 240
ЛК-900 СМС-Д угловой с двумя полками (корпус - полипропилен)	950x650/650x1780	149 440	154 050	

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками) **высота 900**

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД-В	400x440x738	1 отделение с полкой, 1 дверь	9 300	17 340
	ЛК-450 ТД-В	450x440x738	1 отделение с полкой, 1 дверь	9 510	17 810
	ЛК-600 ТД-В	600x440x738	1 отделение с полкой, 2 двери	11 800	22 640
	ЛК-750 ТД-В	750x440x738	1 отделение с полкой, 2 двери	13 300	23 580
ЛК-900 ТД-В	900x440x738	1 отделение с полкой, 2 двери	14 580	25 140	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками) высота 770

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД-В	400х440х608	1 отделение с полкой, 1 дверь	9 000	15 680
	ЛК-450 ТД-В	450х440х608	1 отделение с полкой, 1 дверь	9 320	16 380
	ЛК-600 ТД-В	600х440х608	1 отделение с полкой, 2 двери	11 270	19 890
	ЛК-750 ТД-В	750х440х608	1 отделение с полкой, 2 двери	12 910	23 670
	ЛК-900 ТД-В	900х440х608	1 отделение с полкой, 2 двери	14 060	26 270

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками и ящиком) высота 900

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД-В с ящиком	400х440х738	1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик	11 800	20 350
	ЛК-450 ТД-В с ящиком	450х440х738	1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик	12 270	21 180>
	ЛК-600 ТД-В с ящиком	600х440х738	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	14 870	25 480
	ЛК-750 ТД-В с ящиком	750х440х738	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	16 570	28 710
	ЛК-900 ТД-В с ящиком	900х440х738	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	18 160	32 000

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с дверками и ящиком) высота 770

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД-В с ящиком	400х440х608	1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик	10 830	18 800
	ЛК-450 ТД-В с ящиком	450х440х608	1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик	11 200	19 390
	ЛК-600 ТД-В с ящиком	600х440х608	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	13 980	23 460
	ЛК-750 ТД-В с ящиком	750х440х608	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	15 840	27 180
	ЛК-900 ТД-В с ящиком	900х440х608	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	17 370	29 510

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с 3 ящиками) высота 900

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТЯ-В	400х440х738	3 ящика	15 780	24 760
	ЛК-450 ТЯ-В	450х440х738	3 ящика	16 330	24 860
	ЛК-600 ТЯ-В	600х440х738	3 ящика	19 720	29 450
	ЛК-750 ТЯ-В	750х440х738	3 ящика	21 770	31 900
	ЛК-900 ТЯ-В	900х440х738	3 ящика	23 750	36 680

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с 3 ящиками) высота 770

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТЯ-В	400х440х608	3 ящика	14 650	23 640
	ЛК-450 ТЯ-В	450х440х608	3 ящика	15 150	24 610
	ЛК-600 ТЯ-В	600х440х608	3 ящика	17 560	28 350
	ЛК-750 ТЯ-В	750х440х608	3 ящика	20 920	30 390
	ЛК-900 ТЯ-В	900х440х608	3 ящика	23 980	37 090

ТУМБЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ (с 4 ящиками) высота 900

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТЯ-В	400х440х738	4 ящика	17 740	26 650
	ЛК-450 ТЯ-В	450х440х738	4 ящика	18 130	27 760
	ЛК-600 ТЯ-В	600х440х738	4 ящика	21 660	31 840
	ЛК-750 ТЯ-В	750х440х738	4 ящика	23 750	35 920
	ЛК-900 ТЯ-В	900х440х738	4 ящика	26 370	40 250

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с дверками) высота 900

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД	400х470х608	1 отделение с полкой, 1 дверь	8 780	14 110
	ЛК-450 ТД	450х470х608	1 отделение с полкой, 1 дверь	9 190	15 570
	ЛК-600 ТД	600х470х608	1 отделение с полкой, 2 двери	10 860	18 640
	ЛК-750 ТД	750х470х608	1 отделение с полкой, 2 двери	12 080	21 870
	ЛК-900 ТД	900х470х608	1 отделение с полкой, 2 двери	12 920	23 950

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с дверками) высота 770

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД	400х470х553	1 отделение с полкой, 1 дверь	8 530	13 720
	ЛК-450 ТД	450х470х553	1 отделение с полкой, 1 дверь	8 940	15 030
	ЛК-600 ТД	600х470х553	1 отделение с полкой, 2 двери	10 560	18 000
	ЛК-750 ТД	750х470х553	1 отделение с полкой, 2 двери	11 750	20 110
	ЛК-900 ТД	900х470х553	1 отделение с полкой, 2 двери	12 500	22 140

ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с дверками и ящиком) высота 900

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТД с ящиком	400х470х608	1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик	10 280	17 630
	ЛК-450 ТД с ящиком	450х470х608	1 отделение с полкой, 1 дверь, 1 ящик	10 630	18 960
	ЛК-600 ТД с ящиком	600х470х608	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	13 890	22 480
	ЛК-750 ТД с ящиком	750х470х608	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	15 080	26 230
	ЛК-900 ТД с ящиком	900х470х608	1 отделение с полкой, 2 двери, 1 ящик	16 190	28 310

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с 3 ящиками) высота 900

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТЯ	400x470x608	3 ящика	13 410	20 850
	ЛК-450 ТЯ	450x470x608	3 ящика	13 970	22 590
	ЛК-600 ТЯ	600x470x608	3 ящика	18 060	27 970
	ЛК-750 ТЯ	750x470x608	3 ящика	19 560	30 260
	ЛК-900 ТЯ	900x470x608	3 ящика	20 670	32 900


ТУМБЫ ПОДВЕСНЫЕ (с 3 ящиками) высота 770

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТЯ	400x470x553	3 ящика	13 280	20 080
	ЛК-450 ТЯ	450x470x553	3 ящика	13 710	21 640
	ЛК-600 ТЯ	600x470x553	3 ящика	17 170	27 150
	ЛК-750 ТЯ	750x470x553	3 ящика	18 540	29 620
	ЛК-900 ТЯ	900x470x553	3 ящика	19 810	31 380


ТУМБЫ ПОДКАТНЫЕ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	ЛК-400 ТПД	400x440x673	Распашная дверь, 1 полка. Для столов высотой 770 мм.	9 010	16 430
	ЛК-400 ТПД-В	400x440x803	Распашная дверь, 1 полка. Для столов высотой 900 мм.	9 520	18 150
	ЛК-400 ТПЯ (с 3-мя ящиками)	400x440x673	3 выдвижных ящика. Для столов высотой 770 мм.	15 650	23 530
	ЛК-400 ТПЯ-В (с 3-мя ящиками)	400x440x803	3 выдвижных ящика. Для столов высотой 900 мм.	16 990	24 280
	ЛК-400 ТПЯ-В (с 4-мя ящиками)	400x440x803	4 выдвижных ящика. Для столов высотой 900 мм.	19 345	27 380

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




ЯЩИКИ ПОДВЕСНЫЕ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	Материалы корпуса	
				ЛДСП	Сталь
	Ящик подвесной	400x470x184	Для столов шириной 1200 мм - 3 шт.	6 170	8 790
		450x470x184	Для углового стола УСК	6 370	9 780
		500x425x190	Для стола ЛК-600 СВ	5 740	8 120
		600x470x184	Для столов шириной 600 мм - 1 шт., для 1200 мм - 2 шт., для 1800 мм - 3 шт.	8 100	11 100
		750x470x184	Для столов шириной 1500 мм - (2 шт.)	9 450	13 560
		800x425x190	Для стола ЛК-900 СВ	9 860	10 820
		900x470x184	Для столов шириной 900 мм - 1 шт., для 1800 мм - 2 шт.	10 260	14 920

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ МЕБЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	ЦЕНА, руб.
РАКОВИНЫ ДЛЯ СЛИВА		
Сливная раковина 250x100x150 мм (полипропилен)	для вытяжных шкафов (кроме ШВМ), столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа CPL и «Нержавеющая сталь».	5 250
Сливная раковина 300x300x200 мм (полипропилен)	для вытяжных шкафов (кроме ШВМ). Не устанавливаются в РП типа CPL и «Нержавеющая сталь».	11 930
Сливная раковина 400x400x300 мм (полипропилен)	для вытяжных шкафов (кроме ШВМ). Не устанавливаются в РП типа CPL и «Нержавеющая сталь».	16 740
Сливная раковина 265x162x150мм (нерж. сталь)	для вытяжных шкафов (кроме ШВМ), столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа CPL и Полипропилен	16 850
Сливная раковина 255x115x100мм (монолитная керамика)	для вытяжных шкафов (кроме ШВМ), столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа CPL, Полипропилен, Керамика, Нерж. сталь	24 510
Сливная раковина 392x392x310мм (монолитная керамика)	для вытяжных шкафов ШВП и ШВ-МЕТ. Не устанавливается в РП типа CPL, Полипропилен, Керамика, Нерж. сталь	46 850
ПОДВОД ВОДЫ И ГАЗА		
Кран химический для подвода воды	Для вытяжных шкафов ШВД, столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа «CPL»	14 320
Кран для деионизованной воды	для вытяжных шкафов ШВП, ШВ-МЕТ, ШВ и ШВД, столов типа СПТ и СО. Не устанавливаются в РП типа «CPL»	28 390
Кран для подвода газа		15 180
Кран для подвода сжатого воздуха/вакуума		15 180
Кран химический для подвода воды (дистанционный)	Для вытяжных шкафов ШВ, ШВП и ШВ-МЕТ	19 650
Смеситель химический для воды	для вытяжных шкафов, кроме ШВМ	21 570
Смеситель	для мойки ЛК-1200 СМС (СМС-Г), ЛК-1500 СМС-Г	12 720
Аварийный душ для глаз	для всех типов моек	26 930

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



ОТВОД ВОЗДУХА		
Автономный вентилятор кислотостойкий (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1200 м. куб. в час, выходной фланец 200 мм)	для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-900 ШВП, ЛК-1200 ШВП и кислотостойких шкафов для реактивов ШРП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен.	72 160
Автономный вентилятор кислотостойкий с рамой для крепежа на стену (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1200 м. куб. в час, выходной фланец 200 мм)	для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-900 ШВП, ЛК-1200 ШВП и кислотостойких шкафов для реактивов ШРП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен.	72 160
Автономный вентилятор кислотостойкий (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1700 м. куб. в час, выходной фланец 315 мм)	для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-1500 ШВП, ЛК-1800 ШВП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен.	76 070
Автономный вентилятор кислотостойкий с рамой для крепежа на стену (центробежного типа, максимальная производительность не менее 1700 м. куб. в час, выходной фланец 315 мм)	для кислотостойких вытяжных шкафов ЛК-1500 ШВП, ЛК-1800 ШВП. Применяются для отвода воздуха, содержащего пары кислот. Материал корпуса и крыльчатки – полипропилен.	76 070
Автономный вентилятор (канальный, максимальная производительность не менее 1700 м.куб. в час, D=315 мм)	для вытяжных шкафов и шкафов для реактивов, кроме кислотостойких	28 160
Автономный вентилятор (канальный, максимальная производительность не менее 900 м.куб. в час, D=200 мм)	для вытяжных шкафов и шкафов для реактивов, кроме кислотостойких	24 550
Регулятор скорости вращения вентилятора		7 150
Регулятор скорости вращения для кислотостойкого вентилятора		26 630
Вытяжка из тумб (для каждой тумбы)	для всех вытяжных шкафов, кроме ШВД	5 780
Системы вентиляции и принадлежности для монтажа	для вытяжных шкафов и шкафа для реактивов	Рассчитывается для каждого отдельного заказа
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		
Нагревательная панель (стеклокерамика, 2 элемента)	для вытяжных шкафов (кроме ШВМ)	19 720
Светильник взрывозащищённый	для вытяжных шкафов	24 870
Светильник светодиодный	для вытяжных шкафов ШВМ	15 910
Светильник светодиодный	для столов типа СМ, СП, СН, СО	4 980
Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А с УЗО	для вытяжных шкафов	8 230
Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А	для столов СЛ, СВ. На стальной панели.	11 200
Блок электророзеток (2 шт.) с автоматом отключения питания 16А	для столов СМ, СП, СН, СПТ, СО, СЛ-Пр, СЛ-У	5 230
ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ КЮВЕТЫ (ПОДДОНЫ) ДЛЯ ТУМБ		
Кювета 400	Для тумб и лабораторных шкафов шириной 400 мм	3 410
Кювета 600	Для тумб и лабораторных шкафов шириной 600 мм	3 970
Кювета 750	Для тумб шириной 750 мм	4 620
Кювета 800	Для лабораторных шкафов шириной 800 мм	4 840
Кювета 900	Для тумб и лабораторных шкафов шириной 900 мм	5 270
РАЗНОЕ		
Лапка для крепления бюреток	Материал – полипропилен. Для титровальных столов СТ	990
Установка замка	Для всех типов тумб и шкафов	720

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.



Установка замка полиамидного	Для тумб кислотостойких ТД-П 900 (1 замок)	720
	Для тумб кислотостойких ТД-П 1200, 1500, 1800 (2 замка)	1 440
	Для шкафа ШРП (3 замка)	2 160
Полка под клавиатуру	Для столов типа С, СЛ, СП, СН, СПТ, СО	3 400
Подставка под системный блок	Для столов типа С	3 530
Брызгозащитный экран	Для мойки ЛК-600 СМС-ПВ.	10 250
	Для мойки ЛК-900 СМС-ПВ	11 960
	Для мойки ЛК-1200 СМС-ПВ	13 570
Полка под дистиллятор	Для мойки ЛК-1500 СМС-ПВ	15 250
		9 200
Крючок	Для столов СЛ-У и С-У	410

СТУЛЬЯ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Внешний вид		Модель	Описание	ЦЕНА, руб.	
		СHEMA ESD	Стул антистатический СHEMA ESD. Материал сиденья и спинки - мягкий литой полиуретан черного цвета. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм. Сопротивление (Ω): спинка - не более 10 ⁷ Ом, сиденье - не более 10 ⁷ Ом.	26 670	
			СHEMA	Материал сиденья и спинки (со всех сторон) – полиуретан, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, регулировка угла наклона спинки, роликовые или стационарные опоры (на выбор).	22 320
			С2	Материал сиденья и спинки - кожзаменитель черного цвета. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, роликовые или стационарные опоры (на выбор).	9 990

ТАБУРЕТЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Внешний вид		Модель	Описание	ЦЕНА, руб.
		ДЕКО ESD	Табурет антистатический ДЕКО ESD. Материал сиденья (со всех сторон) – полиуретан, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм. Сопротивление (Ω): сиденье - не более 10 ⁷ Ом.	13 960
		ДЕКО	Материал сиденья (со всех сторон) – полиуретан, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, роликовые или стационарные опоры (на выбор).	10 250
		T2	Материал сиденья – кожзаменитель, цвет – чёрный. Регулировка высоты (газлифт) 500 – 690 мм, роликовые или стационарные опоры (на выбор).	6 740


Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ТАБУРЕТОВ И СТУЛЬЕВ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	ЦЕНА, руб.
Высокий газлифт (вместо стандартного)	Регулировка по высоте в диапазоне 570 – 820 мм	1 490
Опорное кольцо для ног	Для всех типов табуретов и стульев	3 840
Стационарные (неподвижные) опоры	Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD	830
Антистатические стационарные опоры (дополнительно)	Для стульев СHEMA ESD и ДЕКО ESD	3 520
Антистатические ролики (дополнительно)	Для стульев СHEMA ESD и ДЕКО ESD	3 520
Прорезиненные роликовые опоры (вместо стандартных роликов)	Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD	810
Прорезиненные ролики со стопором (вместо стандартных роликов)	Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD	1 840
Прорезиненные Ролики (дополнительно)	Для всех типов табуретов и стульев, кроме ESD	1 180
Хромированное пятилучие (вместо пластикового)	Для всех типов табуретов и стульев	3 490
Подлокотники	Для стульев С2	1 290

СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (с регулируемыми по высоте полками)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА стеллажа, руб.	ЦЕНА доп. полки, руб.
	СТ-12-3	1000x300x2000	Базовая комплектация - 4 полки Нагрузка на каждую полку до 80 кг Общая нагрузка на стеллаж до 400 кг	12 250	1 680
	СТ-12-4	1000x400x2000		13 560	1 960
	СТ-12-5	1000x500x2000		14 900	2 230
	СТ-12-6	1000x600x2000		16 130	2 630


СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (с регулируемыми по высоте полками и ограничителями)

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА стеллажа, руб.	ЦЕНА доп. полки, руб.
	СТ-13-3	1000x300x2000	Базовая комплектация - 4 полки Нагрузка на каждую полку до 80 кг Общая нагрузка на стеллаж до 400 кг	14 300	2 490
	СТ-13-4	1000x400x2000		16 450	2 870
	СТ-13-5	1000x500x2000		18 020	3 220
	СТ-13-6	1000x600x2000		19 390	3 620


Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			GranTec		
	ЛК-900 ШВ-У	900х650х2300	135 850		
	ЛК-1200 ШВ-У	1200х650х2300	158 150		
ЛК-1500 ШВ-У	1500х600х2300	183 770			


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц		
			CPL	GranTec	Lab HPL
	ЛК-1800 СЛ-Д	1800х650х900	49 460	78 080	80 730
	ЛК-2100 СЛ-Д	2100х650х900	61 030	87 490	95 850
ЛК-2400 СЛ-Д	2400х650х900	67 520	98 220	107 600	

СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			CPL	Lab HPL
	ЛК-1200 СЛ-Пр	1200х650х750	31 160	46 330
ЛК-1500 СЛ-Пр	1500х650х750	37 650	56 820	


СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ УЧАЩЕГОСЯ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			CPL	Lab HPL
	ЛК-1200 СЛ-У	1200х650х750	31 160	46 330
ЛК-1500 СЛ-У	1500х650х750	37 650	56 820	


Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.




СТОЛ УЧАЩЕГОСЯ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материалы столешниц	
			CPL	Lab HPL
	ЛК-600 С-У	600х600х750	16 020	22 860
	ЛК-900 С-У	900х600х750	19 450	29 280
	ЛК-1200 С-У	1200х600х750	24 900	36 180
ЛК-1500 С-У	1500х600х750	29 230	46 180	


ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ОДНОСЕКЦИОННЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса	
			HPL	
	ШГС-1	400х525х1985	37 860	

ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ДВУХСЕКЦИОННЫЙ


	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса	
			HPL	
	ШГС-2	400х525х1985	37 640	

ШКАФ ДЛЯ РАЗДЕВАЛОК ОДНОСЕКЦИОННЫЙ СО СКАМЕЙКОЙ


	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса	
			HPL	
	ШГС-1-СК	400х525х1985	41 320	

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.

ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЧЕТЫРЕХСЕКЦИОННЫЙ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса
			HPL
	ШГС-4	300x525x1985	40 180

СКАМЬЯ

	Модель	Размеры (ШхГхВ), мм	Материал корпуса
			HPL
	СК-СТ	1000x400x450	11 560
		1200x400x450	15 150

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ГАРДЕРОБНЫХ ШКАФОВ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕНЯЕМОСТЬ	ЦЕНА, руб.
Крючок трехрожковый (вместо штанги для вешалок)	Для шкафов ШГС-1, ШГС-1-СК, ШГС-2	820
Электронный замок	Для шкафов ШГС-1, ШГС-1-СК, ШГС-2, ШГС-4	7 690

- цена без НДС в соответствии со статьей 346.11 НК РФ

- цена без учета Доставки и сборки

*** Материалы столешниц:**

СРЛ – Композитный пластик толщиной 0,5мм, наклеенный на влагостойкую ЛДСП

КЕРАМИКА - Керамическая плитка габаритами 300x300 мм, наклеенная на фанеру

LAB HPL - Монолитный химически стойкий пластик сверх высокого прессования

НЕРЖ. СТАЛЬ - Столешница имеет бортик. Устойчива к воздействию температур

Цены указаны без НДС. Действительны с 02.02.2026 г.